

NEXTシリーズ用積み重ね架台 スタックケース

NEXTシリーズ機器の積み重ね&装置上の空間を有効活用。省スペを考え抜いた「スタックケース」

NEXTシリーズにジャストフィット




タイトックのNEXTシリーズは低振動で、狭い棚上でも動き回らず、ラック上での積み重ね使用が可能です。別売のスタックケースは、対応するNEXTシリーズ製品をそれぞれ2段（E-022では3段も可能）にした際に操作に支障が出ない専用設計です。専用架台ならではのフィット感と剛性のあるボディ。同一機種での2段積み重ねはもちろん、下段にブロック恒温槽CTU/DTU-Rを設置した際は、上段に低振動の機器（ローテーターRT-025R/050R）や小物の設置も可能です。より多くのスペースを使用する方に。サンプルが多く、できるだけ効率よく使用したい方に。

マグネットキャッチ



ユーザー様ご使用例

MBR-022R/K用のスタックケースSKM-2、CTU/DTU-R用のスタックケースSKD-2の右上角には磁石があり、適用機種種の蓋を開けた状態でとめられます。容器やブロックを安全にセットすることが可能です。




ラボの
デッドスペース
活用も捗るね!!




型名	SKM-2	SKT-2	SKE-2	SKE-3	SKD-2
適用機種	MBR-022R/K (P.020参照) 2台まで	E-022T (P.070参照) 2台まで	E-022 (P.069参照) 2台まで	E-022 (P.069参照) 3台まで	DTU-R/CTU-R (P.120参照) 2台まで
外形寸法/本体質量	317×460×335Hmm、約4.6kg	307×406×235Hmm、約3.5kg	361×330×205Hmm、約3.0kg	361×439×393Hmm、約5.6kg	307×364×335Hmm、約3.5kg
その他の機能	マグネットキャッチ(右上角)	-	-	-	マグネットキャッチ(右上角)
価格	¥55,000	¥44,000	¥44,000	¥49,000	¥49,000

●各スタックケースは、ご購入後に組み立てが必要です。


●外形図




SKM-2




SKT-2



SKE-2



SKE-3



SKD-2

組み立てや
設置作業も
ご相談ください!!



更に詳しい情報は QR コードまたは <https://taitec.info/2026b/22> にて

●NEXTシリーズ『マキシマイザー MBR-022R/K』→P.020 『マイクロミキサー E-022/E-022T』→P.069～P.070 『ブロック恒温槽 CTU/DTU-R』→P.120 『ローテーター RT-025R/050R』→P.096